

## TEST FR FACTORES REUMATOIDES LÁTEX EN SUERO

### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 100 ud, 50 ud



Test de látex para la detección de Factores reumatoides en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo

---

**SKU:** 795017

**Categorías:** [Bioquímica](#), [Test Rápidos de Marcadores](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test WR FR es una prueba rápida de aglutinación en látex para la detección cualitativa y semi-cuantitativa de factores reumatoides en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: 2,5 ml FR Látex para realizar determinaciones, Látex de control 1 ml positivo y 1 ml



negativo, placas de ensayo de 6 pocillos, varillas agitadoras de plástico (2 lados) y manual instrucciones de uso.

Producto exclusivo uso profesional para diagnóstico in vitro

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 100 ud, 50 ud

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

Procedimiento de aglutinación con látex:

1. Para cada sobrenadante que desee probar, marque uno de los círculos de la tarjeta de la prueba para probarlo con látex sensibilizante y otro para hacerlo con látex de control.
2. Mezcle los reactivos de látex agitando vigorosamente, con el fin de suavizar el látex antes de cada uso, y añada una gota del látex de prueba o del látex de control a cada círculo marcado.
3. Disponga de la cantidad indicada del sobrenadante sobre el círculo de prueba y el círculo de control, con cuidado para evitar el sedimento. Mezcle bien el látex y el sobrenadante de cada círculo con una varilla de mezclado.
4. Sujete y mueva la tarjeta durante el tiempo indicado y observe la aglutinación en condiciones de iluminación normales. Registre los resultados de las reacciones de prueba y de control.
5. Deseche con seguridad la tarjeta de reacción. Continuar con los pasos 6-10 del método cualitativo.

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 50 ó 100 pruebas.

Unidades: 50 ud

Volumen:



**akralab**  
one point, all solutions.

Test FR Factores reumatoides látex en suero  
<https://www.akralab.es/producto/test-fr-factores-reumatoides-latex-en-suero-2/>