




TEST CONTROL PH POR SECRECIÓN VAGINAL

Test Control PH se utiliza para la determinación del pH por secreción vaginal, mediante aplicadores



SKU: 194002

Categorías: [Embarazo y Obstetricia](#), [Test Rápidos](#)

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test Control PH se utiliza para la determinación del pH por secreción vaginal, mediante aplicadores.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Tests aplicadores y manual de instrucciones de uso

Uso específico en ginecología

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

- 1.- Tomar la muestra introduciendo directamente el aplicador del test en la vagina.
- 2.- Esperar el tiempo según se indica y contrastar los resultados una vez transcurrido.

Resultados precisos en 10 segundos

Sensibilidad: pH 4.0 – 7.0

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 50 aplicadores envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 50 ud