

# INCUBADOR CO2

## MINI INCUBADORA DE CO2 PORTÁTIL (NB-203M)

Mini incubador de CO2 compacto y económico



NB-203M



Interior NB-203M

**miniCell™**

### Características

- Cámara de 15,2 litros
- 6,8 kg es un instrumento ligero de transportar
- Uso portátil con asa de transporte (disponible con enchufe para coche)
- Tamaño reducido, perfecto para uso en estación de trabajo.
- Configuración digital de temperatura y CO<sub>2</sub>.
- Circulación forzada de aire mediante ventilador.
- Excelente uniformidad de temperatura.
- Recuperación rápida y control preciso del CO<sub>2</sub> mediante sensor de infrarrojos.
- Refrigeración muy silenciosa.
  - Dos estantes de acero inoxidable (estándar)
  - Humidificación natural por bandeja de agua
- Refrigeración y calefacción por peltier.
- Bandeja de agua de acero inoxidable.
- Enchufe de alimentación y conector para coche.

### Accesorios

Los detalles sobre los accesorios figuran al final de la sección.



Conexión para coche

# INCUBADOR CO<sub>2</sub> MiniCell



## Especificaciones

Items	Unit	NB-203M
<b>Temperatura</b>		
Alcance		15°C ~ 45°C en Ambiente 25°C
Precisión		±0.25°C a 37°C
Control		Micom
<b>CO<sub>2</sub></b>		
Alcance		0~ 20%
Sensor		Sensor IR de doble haz
Precisión		±0,1% al 5%
<b>Humedad</b>		Hasta 80%
<b>Indicador presión gas</b>		1Bar
<b>Pantalla</b>		Pantalla LED
<b>Refrigeración/calefacción</b>		Por Peltier (elementos termoeléctricos)
<b>Ventilador interno</b>		Sí
<b>Estante</b>		2, Acero inoxidable(estándar) /Max(3ea)
<b>Volumen de la cámara</b>		15,2 litros
<b>Material interior y exterior</b>		Resina ABS
<b>Dimensión</b>		
Interior		224 (ancho) x 200(fondo) x 340 (alto) mm
Exterior		292 (ancho) x 333(fondo) x 433 (alto) mm
<b>Peso</b>		6,8 kg
<b>Potencia / Frecuencia</b>		DC 12V, AC110 ~ 220V, 50~ 60 Hz.
<b>Consumo energético</b>		DC-COLD: 46W, HOT: 48W AC-COLD: 63W, HOT: 63W
<b>Opciones</b>		
<b>203M-Hole</b>		Ø12mm (Dia) Puerto de acceso con tapón
<b>203M-SHELF</b>		Estante adicional de acero inoxidable
<b>203M-SMPS</b>		Voltaje libre (100~240V)

Distribuye:



Pol. Ind. Las Atalayas  
Avda. de la Antigua Peseta, 77  
03114 Alicante  
Buzón 20212

atencion.clientes@akralab.es  
T. 902 222 275 | +34 965 116 521  
Fax. 902 154 165 | +34 965 115 762  
[www.akralab.es](http://www.akralab.es)