

PROMOCIÓN LANZAMIENTO



akralab
one point, all solutions.

NUEVOS
INCUBADORES
DE CO₂

CellCare +

*HASTA

30%

DESCUENTO



NB-203
42 Litros

~~5.400€~~
3.998€

NB-203XL
179 Litros

~~6.700€~~
4.757€

**La solución perfecta para
tus cultivos anaerobios y
celulares.**

*Equipos con sensor de infrarrojos y
camisa de aire. Idóneos para trabajar
en Microbiología en una atmósfera
anaerobia, o bien para cultivo de células
eucarióticas.*

*Detección rápida de CO₂ sin importar la
temperatura o la humedad.*

PRECIO ESPECIAL POR TIEMPO LIMITADO

www.akralab.es

Principales Características (NB-203 y NB-203 XL)

-  Incubadores de CO2 con Sensor de infrarrojos y camisa de aire.
-  Sistema de alarmas.
-  Sensor CO2 IR de Doble Haz. Detección rápida y precisa de CO2 independientemente de la temperatura y humedad.
-  Filtración HEPA en entradas de suministro de gas.
-  Pasamuros integrado.

Características Opcionales (NB-203 y NB-203 XL)

- Lámpara de esterilización UV 4W.
- Opción Refrigerada (-5°-20°C).
- Opción trigas (hipoxia).
- Descontaminación automática por alta temperatura.
- Puerta interior dividida.
- Filtro HEPA en cámara de incubación.

Especificaciones Técnicas

Para **Saber más**, escanea el código QR del equipo



NB-203



NB-203XL



Modelo	NB-203	NB-203XL
Volumen de la cámara	42 litros	179 litros
Temperatura		
Rango	Ambiente +5°C a 60°C	
Precisión	±0.25°C at 37°C	
Control	Microprocesor Digital PID	
CO2		
Rango	0% to 20%	
Sensor	Sensor IR CO2	
Precisión	±0 1% at 5% at 37°C	
Rango presión entrada	0.3~0.5bar	0.6~0.7bar
Display	Pantalla LED	
Estantes	2uds (Nº Max. 4uds)	3uds (Nº Max. 8uds)
Material		
	Puerta magnética exterior de embalaje de silicio Puerta interior de vidrio templado	
Dimensión interior	320(W)x350(D)x370(H)mm	473(W)x528(D)x710(H)mm
Dimensión exterior	408(W)x482(D)x550(H)mm	560(W)x665(D)x945(H)mm
Peso	35kg	78kg
Potencia	110/220V,50/60Hz 400W	110/220V,50/60Hz 600W

Instalación no incluida: La conexión a los gases del laboratorio, manoreductor u otros requisitos correrán por cuenta y riesgo del cliente. Damos servicio de manera opcional para retirada, descontaminación y deshecho de incubadores antiguos, siempre bajo cotización expresa.

www.akralab.es

V4.ENERO2025

*Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Descuento aplicable según modelo: 26% sobre PVP para el NB-203 y 30% sobre PVP para el NB-203XL. Precios sin 21% IVA, ni portes y/o colocación, consultar según ubicación. Para más información consulte con nuestros agentes. Debido a la continua fluctuación que los precios están sufriendo en los últimos meses, Akralab SL se reserva el derecho a modificar esta promoción sin previo aviso.