



**Contenedor de orina 60 ml con tapa blanca a rosca y etiqueta esmerilada para escritura.
(Fabricado en sala blanca ISO 8)**

Modelo: **FRM60**
Ref. distribución: 453225025183
Cod. Fabricante: 25183-1000FSM
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: FL Medical s.r.l. Unipersonale

DESCRIPCIÓN

Contenedor cilíndrico de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, de 38,8 mm. de diámetro, 63,3 mm. de longitud y 60 ml. de capacidad, Dispone de tapa en polietileno a rosca, en color blanco, etiqueta esmerilada para escritura, graduación en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 ml y servido roscado.

Fabricado en sala blanca ISO 8.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:

- Contenedor: Polipropileno translúcido (PP), color neutro.
- Tapa: Polietileno de baja densidad, de color blanco.

Dimensiones:

- Diámetro exterior: 38,2 mm. (superior), 37,3 mm. (inferior).
- Longitud del contenedor: 63,3 mm. (sin tapa), 64,3 mm. (con tapa)
- Capacidad del contenedor: 60 ml.

Conservación: Temperatura ambiente. No exponer o dejar cerca de llamas abiertas, ni desechar libremente el producto, ya que no es biodegradable.

Presentación: Bolsa 1000 unidades a granel.



ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 1000

Etiquetado:

- Referencia comercial y denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de caducidad y número de lote
- Simbología: CE / IVD / No reutilizable.
- Código GS1 - 128
- Distribuidor y marca comercial
- Datos del fabricante

Dimensiones:

- Medidas: 60 x 40 x 55 cm.
- Peso: 9 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8052109528406