

CENTRÍFUGA VENTILADA DE SOBREMESA, GYROZEN 1248



Centrífuga ventilada de sobremesa compacta y con capacidad de hasta 1 L. Alcanza velocidades de hasta 12.000 r.p.m. en un rango de temperaturas hasta +40°C.

SKU: GZ-1248

Categorías: [Centrífugas](#), [Instrumentación General](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Centrífuga ventilada de sobremesa compacta y con capacidad de hasta 1L (4 x 250ml). Alcanza velocidades de hasta 12.000 r.p.m. en un rango de temperaturas, desde temperatura ambiente hasta +40° C.

Guarda hasta 100 protocolos distintos de centrifugación, fácilmente seleccionables gracias a su panel con pantalla digital y teclas de membrana.

Incorpora control por microprocesador y sistemas avanzados de seguridad y autodiagnóstico con programación de las rampas de aceleración (9 niveles) y frenado (10 niveles).

Reconocimiento automático del rotor colocado que establece la velocidad máxima alcanzable por el mismo y temporizador hasta 99 minutos y 59 segundos o selección de centrifugación continua (HOLD).

Equipada con motor de inducción: sin escobillas y sin necesidad de mantenimiento.

Innovaciones

- Puerta motorizada para apertura y cierre de forma completamente suave y sin esfuerzo.
 - Detección automática del rotor, que protege el equipo contra un uso inapropiado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máx. RPM / RCF	Ángulo fijo: 12.000 rpm /15.250 xg Oscilante: 5.000 rpm / 5.394 xg
Máx. Capacidad	Ángulo fijo: 6 x 85 ml Oscilante: 4 x 250 ml
Temporizador	Pulso, hasta 100 min o continuo
Rango de temperatura	-
Conversor RPM / RCF	Sí
Nivel de ruido	≤ 60dB
Aceleración / Deceleración	9 / 10 perfiles
Nº programas en memoria	100
Detección automática del rotor	Sí
Deteccion de desequilibrio	Sí
Display	LCD fondo azul
Cierre de seguridad	Sí
Seguridad ante caída de la puerta	Sí
Apertura automática de la puerta	Sí
Corrección del radio	Sí
Alimentación	220V / 50-60Hz
Dimensiones (an x fon x al)	475 x 561 x 330 mm
Peso (sin rotor)	40 Kg
Marcado CE	Sí



akralab
one point, all solutions.

Centrífuga ventilada de sobremesa, Gyrozen 1248
<https://www.akralab.es/producto/centrifuga-ventilada-de-sobremesa-gyrozen-1248/>