

## CITOCENTRÍFUGA COMPACTA PRO-CYT LED PARA 4, 8 O 12 CITOCONTENEDORES



Centrífugas para separación de citología e histología compacta y económica. Ideal para la realización de capas celulares finas. Para todo tipo de volúmenes de muestras, puede centrifugar 4, 8 o 12 muestras según el modelo. Los resultados son excelentes gracias a los detalles morfológicos específicos.

---

**SKU:** 65810 CENTURION

**Categorías:** [Centrífugas](#), [Instrumentación General](#)

**Etiquetas:** [citocentrífuga compacta](#), [citocentrífuga Pro-Cyt](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Centrífugas para separación de citología e histología compacta y económica. Ideal para la realización de capas celulares finas. Puede centrifugar 4, 8 o 12 muestras según el modelo. Los resultados son excelentes gracias a los detalles morfológicos específicos. Para todo tipo de volúmenes de muestras (pequeños, medianos y grandes).

PRO-CYT es una línea idónea para muestras citológicas: líquidos pleurales, lavados bronquiales, agujas aspiradas, líquidos sinoviales, salivas, líquidos peritoneales, médula ósea, líquidos

pericárdicos, orinas y líquidos cerebroespinales.

## Características

- Rotores intercambiables, extraíbles y autoclavables a 121°C.
- Utiliza citocontenedores con filtro desechable estándar, dobles y megas.
- Pantalla digital.
- 10 niveles de aceleración y frenado seleccionables.
- Memoria para 10 programas.
- Nivel ruido  $\leq 55$ dB.
- Detector de desequilibrio.
- Tapa con sistema de seguridad que impide la apertura hasta que el rotor está completamente parado.
- Velocidad regulable: 200-2.000rpm (rcf 550xg).
- Temporizador: 0-99 minutos y posición en continuo.
- Potencia: 125W.
- Dimensiones: 325x470x275mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 21,8Kg.
- Rotor incluido según configuración a elegir