

COAGULÓMETRO AUTOMÁTICO DE 4 CANALES



Analizador de coagulación de 4 canales.

Pantalla táctil en color LCD fácil de usar con usuario de software innovador con tarjeta de memoria específica re-programada con curva de calibración, parámetros de ensayo, volumen de pedido y números de ranuras reactivos.

SKU: N / A

Categorías: [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Analizador de coagulación de 4 canales.

Pantalla táctil en color LCD fácil de usar con usuario de software innovador con tarjeta de memoria específica re-programada con curva de calibración, parámetros de ensayo, volumen de pedido y números de ranuras reactivos.



akralab
one point, all solutions.

Coagulómetro automático de 4 canales
<https://www.akralab.es/producto/coagulometro-automatico-4-canales/>