

CONTENEDOR DE MUESTRAS 120 ML CON TAPA A ROSCA, ESTÉRIL R

71,20€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Color

Tapa Blanca, Tapa Roja,
Tapa verde

Contenedor de orina 120 ml con tapa roja a rosca y etiqueta esmerilada para escritura. Envase unitario. Estéril Radiación Beta.

Presentación: Bolsa de 400 ud. envasados individualmente.

SKU: FRM100EUBEK (453225125035)

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

Etiquetas: [contenedor 120ml estéril](#), [contenedor de muestras 120ml estéril](#), [contenedor de orina 120ml estéril](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor cilíndrico de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, de 56 mm. de diámetro, 71,8 mm. de longitud y 120 ml. de capacidad. Dispone de tapa en polietileno a rosca, en color rojo, etiqueta esmerilada para escritura, graduación en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 ml. y servido roscado en envase individual.

Estéril por Radiación Beta.

Ficha Técnica Contenedor muestras 120ml estéril R

Características

- **Material / Composición:**
 - Contenedor: Polipropileno translúcido (PP), color neutro.
 - Tapa: Polietileno de baja densidad, de color rojo.
- **Dimensiones:**
 - Diámetro del contenedor: 56 mm. (superior), 47,9 mm. (inferior)
 - Longitud del contenedor: 71,5 mm. (sin tapa), 71,8 mm. (con tapa)
 - Capacidad del contenedor: 120 ml.
 - Diámetro de la tapa: 55 mm.
- **Conservación:** Temperatura ambiente. No exponer o dejar cerca de llamas abiertas, ni desechar libremente el producto, ya que no es biodegradable.
- **Presentación:** Caja de 350 unidades a granel.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Color Tapa Blanca, Tapa Roja, Tapa verde