

## **CONTENEDOR MUESTRAS 60 ML TAPA BLANCA ENVASE INDIVIDUAL.**

**76,60€ I.V.A. no incluido**



Contenedor de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, 35 mm. de diámetro, 65 mm. de longitud y 60 ml. de capacidad nominal, con tapa a rosca color blanco.

### **Fabricado en sala Blanca ISO 8**

Presentación: Caja de 600 unidades envasadas individualmente.

---

**SKU:** FRM60E (457325518201)

**Categorías:** [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Contenedor para recogida y transporte de muestras de un solo uso, fabricado en polipropileno translúcido, 35 mm. de diámetro, 65 mm. de longitud y 60 ml. de capacidad nominal, con tapa a rosca color blanco. Con área preparada para escritura.

### **Fabricado en sala Blanca ISO 8**

## Características

- **Material / Composición:**

- Contenedor: Polipropileno translúcido (PP).
- Tapa: Polietileno de baja densidad, de color blanco.

- **Dimensiones:**

- Diámetro del contenedor: 35 mm.
- Longitud del contenedor: 65 mm.
- Capacidad del contenedor: 60 ml.
- Diámetro de la tapa: 35 mm.

- **Conservación:** Temperatura ambiente.

- **Presentación:** Caja de 600 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de uso impresas en cada bolsa.



Contenedor muestras 60 ml tapa blanca Envase individual.  
<https://www.akralab.es/producto/contenedor-muestras-60-ml-tapa-blanca-envase-individual/>

