

## CONTENEDOR TOMA MUESTRAS DE ORINA PARA TUBOS DE VACÍO, 120 ML



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 200 ud, 400 ud

Recipiente estéril de polipropileno para toma de muestras para transferencia mediante tubos de vacío, volumen 120 ml.

---

**SKU:** 21820

**Categorías:** [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor estéril de polipropileno para toma de muestras de orina. Dispone de tapón a rosca con dispositivo de extracción de la muestra mediante tubo de vacío predeterminado.

Volumen máximo 120 ml.

Ventajas:

- Máxima higiene para el manipulado de muestras.
- Etiqueta blanca auto-adhesiva, identificativa y de protección.



Contenedor toma muestras de orina para tubos de vacío, 120 ml

<https://www.akralab.es/producto/contenedor-toma-muestras-de-orina-para-tubos-de-vacio-120-ml/>

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 200 ud, 400 ud



**akralab**  
one point, all solutions.

Contenedor toma muestras de orina para tubos de vacío, 120 ml

<https://www.akralab.es/producto/contenedor-toma-muestras-de-orina-para-tubos-de-vacio-120-ml/>



**akralab**  
one point, all solutions.

Contenedor toma muestras de orina para tubos de vacío, 120 ml

<https://www.akralab.es/producto/contenedor-toma-muestras-de-orina-para-tubos-de-vacio-120-ml/>