

DESCONGELADOR BOLSAS DE SANGRE EN SECO, PARA 6 BOLSAS



Sistema para descongelar y calentar, en seco, hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión. Apto para plasma, sangre completa, concentrados de eritrocitos y preparados crio conservados. Capacidad: 6 bolsas.

SKU: 621031710800

Categorías: [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sahara III Maxitherm es un equipo para descongelar y calentar hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión.

Apto para plasma, sangre completa, concentrados de eritrocitos y preparados crio conservados.

Aporte calor en seco, sin emplear agua como medio transmisor del calor.

El sistema atempera bolsas de plástico simultáneamente, con diferentes hemoderivados y distintos volúmenes de llenado.

No es necesario preajustar los tiempos de calentamiento ni la temperatura ambiente, lo que permite un proceso de descongelación y calentamiento normalizado.

Capacidad: 6 bolsas.

Especificaciones Técnicas

Ámbito de aplicación	Calentamiento
Voltage	230 V
Consumo de potencia en uso	655 W
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Dimensiones	32x32,5x49,3 cm
Peso	14,64 Kg
Pureza y certificación	Producto Sanitario Certificado CE 0482 (MedCert) Sin lotes