



Frasco para Cultivo Celular con superficie tratada y tapón de
venteo, estéril
[https://www.akralab.es/producto/frasco-para-cultivo-celular-c
on-superficie-tratada-y-tapon-de-venteo-esteril/](https://www.akralab.es/producto/frasco-para-cultivo-celular-con-superficie-tratada-y-tapon-de-venteo-esteril/)

FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CON SUPERFICIE TRATADA Y TAPÓN DE VENTEO, ESTÉRIL

92,35€ - 143,10€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 25 ml (200 ud), 250 ml (100 ud), 50 ml (200 ud), 600 ml (40 ud)

Frasco para Cultivo Celular superficie tratada con tapón de venteo, estéril, apirógeno y libre de DNASA/RNASA

SKU: TCF012250





Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------



Frasco para Cultivo Celular con superficie tratada y tapón de
venteo, estéril
<https://www.akralab.es/producto/frasco-para-cultivo-celular-con-superficie-tratada-y-tapon-de-venteo-esteril/>

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	TCF012025	115,65€ I.V.A. no incluido				25 ml (200 ud)
	TCF012250	143,10€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			250 ml (100 ud)
	TCF012050	131,20€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			50 ml (200 ud)
	TCF012600	92,35€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			600 ml (40 ud)

GALERÍA DE IMÁGENES





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Botella para cultivo celular y tisular estéril, con superficie tratada y tapón de venteo.

Los matraces de cultivo celular y tisular son perfectos para el crecimiento de volumen de entrada pequeño y mediano. Disponible con diferentes áreas de crecimiento según volumen:

- 25 ml = 12.5 cm²
- 50 ml = 25 cm²
- 250 ml = 75 cm²
- 600 ml = 182 cm²

Características

- La superficie del frasco de cultivo es plana y libre de estrías para maximizar el área de crecimiento.
- El innovador diseño de cuello en ángulo ofrece un buen acceso mediante pipetas y raspadores celulares.
- La forma de la base triangular superior y más ancha proporciona mayor estabilidad y gracias a la protuberancia en la parte posterior es apilable de forma fácil y segura.
- Dispone de un área cerca del cuello para escritura o marca.
- Graduado en ambos lados del matraz para mayor comodidad.
- Estéril por irradiación gamma.
- Libre de DNASA / RNASA y apirógeno.
- El envase incluye número de lote para mejor trazabilidad.



Frasco para Cultivo Celular con superficie tratada y tapón de
venteo, estéril
[https://www.akralab.es/producto/frasco-para-cultivo-celular-c
on-superficie-tratada-y-tapon-de-venteo-esteril/](https://www.akralab.es/producto/frasco-para-cultivo-celular-con-superficie-tratada-y-tapon-de-venteo-esteril/)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades

25 ml (200 ud), 250 ml (100 ud), 50 ml (200 ud), 600 ml (40 ud)



INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: Envasadas en bolsa resellable en cajas según volumen:

- 25 y 50 ml: Bolsas de 10 ud en caja de 200 ud.
- 250 ml: Bolsas de 5 ud en caja de 100 ud.
- 600 ml: Bolsas de 5 ud en caja de 40 ud.

Volumen:



Frasco para Cultivo Celular con superficie tratada y tapón de
venteo, estéril
[https://www.akralab.es/producto/frasco-para-cultivo-celular-c
on-superficie-tratada-y-tapon-de-venteo-esteril/](https://www.akralab.es/producto/frasco-para-cultivo-celular-con-superficie-tratada-y-tapon-de-venteo-esteril/)