

## HOMOGENEIZADOR DE PALETAS BAGMIXER® 400CC



Homogeneizador de paletas para muestras de de hasta 40 gr. de alimentos sólidos y líquidos, antes de su análisis microbiológico.

---

**SKU:** 024 230

**Categorías:** [Instrumentación para Microbiología](#), [Microbiología](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BagMixer® 400 CC permite la homogeneización rápida y segura de muestras para los análisis bacteriológicos de alimentos: carne, charcutería, pescado, verduras, frutas, etc. sin riesgos de contaminación cruzada.

El homogeneizador BagMixer® 400 CC permiten la extracción sencilla y segura de las bacterias de muestras sólidas. La muestra homogeneizada es representativa de la contaminación global de la muestra y está lista para ser analizada entre 30 y 60 segundos. BagMixer® 400 CC admite muestras hasta 40 gr. Con sus palas extraíbles Click & Clean® es muy fácil limpiarlo.

## Características

- Paletas desmontables y esterilizables en autoclave, Sistema Click & Clean®
- Indicador de potencia de fusión
- Poder de mezcla ajustable (hasta 28 kg de presión)
- Pantalla digital
- Sistema Q-tight® sin fugas
- Parada de paletas lado a lado
- Motor silencioso sin escobillas
- Puerta ventana
- Bandeja de goteo de seguridad en opción
- Puerta de apertura 270°
- Todo el acero inoxidable
- Compacto y ergonómico