



PLACA PETRI 90X16,2 MM.

55,45€ I.V.A. no incluido



Placa Petri de poliestireno cristalino translúcido, de 90 mm. de diámetro y 16,2 mm. de altura, con tapa provistade tres nervaduras que permiten la ventilación del cultivo. Apilable y de un solo uso.

Fabricada en sala blanca ISO 6

Presentación: Caja 480 ud en bolsas herméticas de 20 ud.

SKU: P101 (453225029052)

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

GALERÍA DE IMÁGENES





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Placa Petri de poliestireno cristalino translúcido, de 90 mm. de diámetro y 16,2 mm. de altura, con tapa provista de tres nervaduras que permiten la ventilación del cultivo. Apilable y de un solo uso.

Fabricada en sala blanca ISO 6

Características

- **Material / Composición:**
 - Poliestireno cristalino translúcido (PS).
 - **Dimensiones:**
 - Diámetro de la placa: 90 mm.
 - Altura de la placa: 16,2 mm.
 - **Conservación:** Temperatura ambiente.
- **Presentación:** Caja 480 ud. (24 bolsas de 20 unidades cada una herméticamente selladas)



