

PRECINTOS SEGURIDAD PARA JERINGAS STERI-TAMP



Solución no estéril para proporcionar evidencia de manipulación indebida para jeringuillas y otros recipientes médicos. Color rojo.

Presentación en rollo de 1000 etiquetas.

SKU: STERI-TAMP ST4103

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

Etiquetas: [precinto seguridad jeringuillass](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución no estéril para proporcionar evidencia de manipulación indebida para jeringuillas y otros recipientes médicos.

Alerta al personal cuando la jeringuilla, el inhalador o dispositivo ha sido abierto o manipulado.

Mejora el flujo de trabajo; ahorra tiempo y dinero.

Ayuda a prevenir el riesgo de doble dosis.

Permite a la farmacia administrar y reciclar la medicación no utilizada.

Mantiene la adherencia en condiciones de almacenamiento frío de medicamentos (hasta -20 grados centígrados).

Color rojo.

Presentación en rollo de 1000 etiquetas.