

PUNTA PIPETA ZEROTIP, BAJA RETENCIÓN SIN FILTRO, A GRANEL



INFORMACIÓN ADICIONAL

Volumen y presentación 10 ul (Bolsa 1000 ud), 200 ul (Bolsa 1000 ud), 300 ul (Bolsa 1000 ud), 1000 ul (Bolsa 1000 ud)

Rack de pipetas universales Zerotip. Para baja retención, sin filtro. Diferentes volúmenes desde 10 a 1000 ul.

SKU: N / A

Categorías: [Diagnóstico Molecular](#), [Fungible para Diagnóstico Molecular](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los JET ZEROTIP ® están fabricados con polipropileno de alta calidad súper transparente. Las superficies de las puntas se producen a través de un proceso especial. Este proceso hace que la superficie interna de la punta se vuelva súper hidrófoba, por lo tanto reduce significativamente la pérdida de muestra y proporciona una reproducibilidad sustancialmente mayor cuando se trabaja con medios críticos.

Características:

- Disponible con 6 volúmenes de transferencia de 10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 300 ul y 1000 ul
- Libre de ácidos nucleicos, pirógenos / endotoxinas, inhibidores de la PCR y metales traza



Punta pipeta Zerotip, baja retención sin filtro, a granel
<https://www.akralab.es/producto/punta-pipeta-zero-tip-baja-retencion-sin-filtro-y-esteril-a-granel/>

- Ideal para muestras biológicas que contienen detergentes como SDS, Tween Triton® -100 ect
- Accesorios preferidos para la mayoría de las micropipetadoras de marca.
- No pirogénico y sin ADNasa / RNasa

INFORMACIÓN ADICIONAL

Volumen y presentación

10 ul (Bolsa 1000 ud), 200 ul (Bolsa 1000 ud), 300 ul (Bolsa 1000 ud), 1000 ul (Bolsa 1000 ud)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación en bolsa a granel de 1000 ud. Consultar otras presentaciones en pack de 2 cajas de 10 racks x 96 puntas cada uno, según referencia.



akralab
one point, all solutions.

Punta pipeta Zerotip, baja retención sin filtro, a granel
<https://www.akralab.es/producto/punta-pipeta-zero-tip-baja-retencion-sin-filtro-y-esteril-a-granel/>