

TEST CALPROTECTINA Y LACTOFERRINA EN HECES, FORMATO CASETE



El Test rápido Calprotectina y Lactoferrina se utiliza para la detección cualitativa de calprotectina y lactoferrina en heces, mediante casete

SKU: 1212002

Categorías: [Marcadores de alergias / Autoinmunidad / Intolerancias](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido Calprotectina y Lactoferrina se utiliza para la detección cualitativa de calprotectina y lactoferrina en heces, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, tubo colector con solución diluyente y manual con instrucciones de uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen:



akralab
one point, all solutions.

Test Calprotectina y Lactoferrina en heces, formato casete
<https://www.akralab.es/producto/test-calprotectina-y-lactoferrina-en-heces-formato-casete/>