

TEST CAMPYLOBACTER EN HECES, FORMATO CASETE



El Test rápido Campylobacter se utiliza para la detección cualitativa de campylobacter en heces, mediante casete

SKU: 1232001

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido Campylobacter se utiliza para la detección cualitativa de campylobacter en heces, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, tubo colector con solución diluyente y manual con instrucciones de uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen:



akralab
one point, all solutions.

Test Campylobacter en heces, formato casete
<https://www.akralab.es/producto/test-campylobacter-en-heces-formato-casete/>