

TEST COMBO CARDIAC AKRATEST, EN SANGRE, SUERO O PLASMA, CASETE

91,00€ I.V.A. no incluido



Prueba rápida combinada para detectar mioglobina, CK -MB y troponina I cardíaca (cTnI) cualitativamente en sangre entera, suero o plasma. Perfecto para apoyo en el diagnóstico rápido de infarto de miocardio (MI)

Presentación: Caja 10 tests

Marca: Akratest

SKU: 265620CMA435

Categorías: [Daño Cardiovascular](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test Combo Cardiac Akratest es una prueba rápida para el diagnóstico de infarto de miocardio (MI) para detectar mioglobina, CK -MB y troponina I cardíaca (cTnI) cualitativamente en sangre entera, suero o plasma. Formato casete.

IFU Test Combo Ck-MB, Mioglobina y Troponina I Akratest

Principio

inmunoensayo cualitativo, membrana basada en la detección de mioglobina, CK-MB y troponina cardíaca I (cTnI) en sangre total, suero o plasma. La membrana está pre-recubierta con anticuerpos de captura específicos en cada una de las zonas de línea de prueba del test. Durante las pruebas, la sangre entera, suero o plasma espécimen; reacciona con la partícula revestida con anticuerpos específicos. La mezcla migra hacia arriba en la membrana cromatográficamente por acción capilar para reaccionar con reactivos de captura específicos de la membrana y generar una línea de color. Indica resultado positivo cuando forma una línea coloreada, ninguna línea coloreada en la zona de prueba indica un resultado negativo. Para servir como control del procedimiento, una línea coloreada aparecerá siempre en la zona de control indicando que un volumen apropiado de muestra se ha añadido, y se ha producido un efecto de mecha en la membrana.

Materiales Contenidos

- Casete de prueba
- Goteros
- Buffer
- Ficha técnica

Materiales Necesarios Pero No Contenidos

- Contenedores de colección de muestras
- Centrífuga
- Temporizador

Para la muestra de sangre total obtenida con un punción en el dedo (fingerstick)

- Lancetas
- Tubos capilares heparinizados y bulbo de dispensación

[DESCARGAR IFU TEST COMBO CK-MB, MIOGLOBINA Y TROPONINA I AKRATEST](#)