

TEST DÍMERO-D EN SANGRE O PLASMA, FORMATO CASETE



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 10 ud, 5 ud

El test Dímero-D es un test rápido para la detección cualitativa de dímero-D en sangre completa o plasma, mediante casete.

SKU: 351006

Categorías: [Daño Cardiovascular](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test Dímero-D es un test rápido para la detección cualitativa de dímero-D en sangre completa o plasma, mediante casete. Está especialmente indicado en cardiología para la evaluación de pacientes con sospecha de coagulación intravascular diseminada (CID), trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo pulmonar.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables

Contiene: Test casete, pipetas desechables, solución buffer y manual de instrucciones de uso

Punto de corte: 500 ng/ml



akralab
one point, all solutions.

Test Dímero-D en sangre o plasma, formato casete
<https://www.akralab.es/producto/test-dimero-d-en-sangre-o-plasma-formato-casete/>

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 10 ud, 5 ud

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF, si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 5 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 5 ud

Volumen:



akralab
one point, all solutions.

Test Dímero-D en sangre o plasma, formato casete
<https://www.akralab.es/producto/test-dimero-d-en-sangre-o-plasma-formato-casete/>