

TEST EMBARAZO HCG 25 MLU/ML EN ORINA, TIRAS

11,50€ I.V.A. no incluido



Una prueba rápida en tira reactiva para detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana (HCG) en orina que ayuda en la detección temprana del embarazo. Sensibilidad de 25mIU/ml.

Presentación: Caja 50 tests

Marca: Akratest

SKU: 265607FHC101

Categorías: [Embarazo y Obstetricia](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

La Prueba Rápida de Embarazo hCG en Tira es un inmunoensayo rápido cromatográfico para la detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana en orina para ayudar a la detección temprana del embarazo. Sensibilidad de 25mIU/ml.

Descargar IFU Test Embarazo HCG 25mIU/ml

Principio

La Prueba Rápida de Embarazo hCG en Tira es un inmunoensayo rápido cromatográfico para la detección cualitativa de la gonadotropina coriónica humana en orina para la ayuda en la detección temprana del embarazo. La prueba utiliza dos líneas para indicar el resultado. La línea de la prueba utiliza una combinación de anticuerpos que incluyen un anticuerpo monoclonal hCG para detectar selectivamente niveles elevados de hCG. La línea de control está compuesta por anticuerpos policlonales de cabra y partículas coloidales de oro. El ensayo es conducido por la inmersión del Tira en el espécimen de orina y observando la formación de líneas coloreadas. La muestra migra por acción capilar por la membrana para reaccionar con el conjugado de color. Las muestras positivas reaccionan con el conjugado de color del anticuerpo específico anti-hCG para formar una línea de color en la región de la línea de la prueba de la membrana. La ausencia de esta línea de color sugiere un resultado negativo. Para servir como control del procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de la línea de control, si la prueba se ha realizado correctamente.

Materiales Suministrados

- Pruebas en tira
- Instrucciones de uso

Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
- Cronómetro

[DESCARGAR IFU TEST EMBARAZO HCG 25 MLU/ML EN TIRAS, AKRATEST](#)