

TEST VRS ADENOVIRUS MUESTRA NPS, NASOFARÍNGEA O GARGANTA, FORMATO CASETE



Test VRS adenovirus respiratorio para la detección de antígenos del virus respiratorio sincitial VRS y de adenovirus, mediante muestra nasofaríngea o de garganta, en casete

SKU: 491005

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test VRS adenovirus respiratorio para la detección de antígenos del virus respiratorio sincitial VRS y de adenovirus, en muestra nasofaríngea o de garganta, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete , hisopo desechable y manual con instrucciones de uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 20 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 20 ud

Volumen:



Test VRS Adenovirus muestra NPS, nasofaríngea o garganta,
formato casete

<https://www.akralab.es/producto/test-vrs-adenovirus-muestra-nps-nasofaringea-o-garganta-formato-casete/>